



REPLACEMENT DU PRODUIT NETTOYANT DÉSINFECTANT GERMIBLOC™

>> SIGNAL SONORE 3 BIPS + CLIGNOTEMENT LED EN FIN DE CYCLE (1000 utilisations)

1. Retirer le capot avec la clé et mettre l'interrupteur sur Arrêt (boîtier électronique noir).
2. Dévisser le bouchon du mélangeur produit.
3. Remplacer la bouteille vide en vissant sans forcer le nouveau flacon sous le bouchon.
4. Refermer le mélangeur (serrer suffisamment pour obturer parfaitement).
5. Remettre l'interrupteur sur Marche (3 bips) puis le capot en place.



Carton de 4 produits Germibloc™ = SUP1090

REPLACEMENT DU PRODUIT NETTOYANT BLEU POUR OPTION PULVÉRISATION SUP1080



Pulvérisation produit d'entretien bleu
à l'arrivée de l'utilisateur pendant 4''

**Refaire la même opération
lorsque la pulvérisation dans la cuvette n'est plus bleue.**

Carton de 18 nettoyants bleus = SUP1085